

<b>MODELLO</b>	<b>T-ONE</b>	
<b>VERSIONE</b>	<b>MEDI PRO (110 prg + 5 memorie libere)</b>	
<b>DOTAZIONE</b>		

- Elettrostimolatore con display grafico
- 4 cavi di connessione elettrodi (8 elettrodi collegabili)
- manuale d'uso e manuale delle posizioni
- 24 elettrodi
- 4+4 batterie ricaricabili con caricabatteria
- borsa per il trasporto
- scatola di confezionamento

**CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI:**

- elettrostimolatore a 4 canali indipendenti con possibilità di collegare fino a 8 elettrodi;
- generatore di corrente costante (costanza di emissione anche in caso di variazione delle condizioni della cute, stop apparecchio in caso di distacco accidentale elettrodi);
- generatore di onda quadra bifasica e compensata: la quantità di corrente che corre dal polo positivo al negativo è uguale e costante, si evita così il pericoloso effetto termico di polarizzazione possibile invece con uno stimolatore a tensione costante;
- generatore di onda monofasica (solo per programma ionoforesi)
- feed-back utente: l'apparecchio riconosce se l'utente è collegato;
- tastiera soft-touch con comandi semplici ed intuitivi;
- guida in linea utente con istruzioni rapide di utilizzo fornite direttamente sul display;
- funzionamento con 4 batterie stilo da 1,2 o 1,5 Volt, ricaricabili;
- personalizzazione trattamenti con la selezione uomo/donna;
- intensità massima 240 mApp, con regolazione puntuale di 0,5 mA alla volta;
- dispositivo medico certificato CE0476.

**GESTIONE MEMORIE TENS E MUSCOLARE**

L'apparecchio consente di programmare liberamente sedute tens a bassa frequenza (endorfinica) e ad alta frequenza (rapido). Consente inoltre di programmare sedute di elettrostimolazione con rampe di salita impulso di 1, 2, 3 secondi per la stimolazione di muscoli normo innervati e parzialmente denervati. Il microprocessore, potentissimo, consente di creare a piacimento, senza ausilio del computer di casa, il programma impostando: tempo del programma, tempo della contrazione, frequenza della contrazione, tempo del recupero attivo, frequenza del recupero attivo, rampa di salita e discesa. Il tutto in modo elementare e DIRETTAMENTE DALLA TASTIERA DELL'APPARECCHIO.

18 Programmi Tens	9 Programmi Rehab	13 Programmi fitness	
Tens convenzionale (rapido)	Ionoforesi 1	Rassodamento	
Tens endorfinico (ritardato)	Ionoforesi 2	Tonificazione	
Tens a scansione	Prevenzione atrofia	Forza base	
Tens ai valori massimi	Atrofia (recupero trofismo)	Forza veloce	
Tens Burst	Tono sequenziale 1	Forza esplosiva	
Microcorrente	Tono sequenziale 2	Forza resistente	
Vascolarizzazione	Incontinenza da sforzo (sonda esclusa)	Resistenza	
Decontratturante	Incontinenza da urgenza (sonda escl.)	Capillarizzazione	
Antinfiammatorio	Ematomi	Recupero muscolare	
Cervicalgia/cefalea miotensiva		Agonista-antagonista	
Lombalgia/sciatalgia	<b>5 Memorie libere</b>	Lipolisi	
Distorsioni/contusioni		Drenaggio	
Ematomi Dolori mano e polso		Memoria 1 tens endorfinica	Microlifting
Stimolazione plantare		Memoria 2 tens rapido	
Epicondilita		Memoria 3 ems rampa 1 secondo	
Epitrocleite	Memoria 4 ems rampa 2 secondi		
Periartrite	Memoria 5 ems rampa 3 secondi		
Pesantezza alle gambe			

**Dimensioni apparecchio:** 76 X 125 X 34 mm