 <p>Via della Pace, 21 20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italy Tel. +39-02-98248016 Fax. +39-02-98247361 www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it</p>	<p>SCHEDA TECNICA</p> <p>Bilancia Pesapersona seca 756</p>	<p>Rev. 01 Giugno 2010</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------

Codice	756 7021 004
---------------	---------------------

CND	V0399	Repertorio	92665/R
------------	--------------	-------------------	----------------



Indicazioni

Bilancia meccanica pesapersona per uso medico.

Descrizione

seca 756: bilancia meccanica a colonna con BMI nel quadrante.

E' una delle prime bilance meccaniche a colonna che, con la funzione BMI (Body-Mass-Index) nel quadrante, indica anche le condizioni nutrizionali del paziente.

Quando il paziente sale sulla bilancia un "disco BMI" di colori diversi entra in funzione sotto il display dell'ampio quadrante.


Questo è visibile in una piccola finestra vicino alla quale è stampata una scala-altezza.

Una volta determinato il peso, è facile leggere il range di BMI che, con colori diversi, è suddiviso in sotto-peso, normale, sovrappeso e obesità.

Ulteriori vantaggi di questa bilancia: l'ampia e bassa pedana dotata di ruote per il trasporto.

. Pedana con rotelle

. Optional: altimetro **seca 224**; altimetro telescopico ad asta, in alluminio anodizzato, con particolare sistema di montaggio alla colonna, specifico per questa bilancia.

 <p>Via della Pace, 21 20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italy Tel. +39-02-98248016 Fax. +39-02-98247361 www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it</p>	<p>SCHEDA TECNICA</p> <p>Bilancia Pesapersona seca 756</p>	<p>Rev. 01 Giugno 2010</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------

Controindicazioni e Avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. Appoggiare la bilancia su un piano stabile e sicuro.

Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto.

Pulizia

Utilizzare un panno morbido leggermente imbevuto di detergente non aggressivo.

Lattice: esente, Latex Free

Caratteristiche Tecniche

Produttore:	seca gmbh & co. kg – Hamburg (Germany)
Portata:	160 kg
Divisione:	500 g
Dimensioni (LxAxP):	360x1.000x628 mm
Pedana (LxAxP):	335x80x345 mm
Peso:	18,5 kg
Temperatura ambientale d'uso:	+ 10° C / + 40°C
Approvazione CEE 90/384 del 20.06.1990 in materia di strumenti per pesare:	Omologata in Classe IIII per uso medico
Conformità CEE 93/42 Dispositivi Medici:	Classe I