

# SCHEDA TECNICA

## **DOUBLE SOFT**



## Nome Prodotto

Double Soft, Rialzo Wc e Bidet.

Codice	Misure (cm)	Portata (Kg)
02.02.671	36 x 46 x 11	130



## Destinazione d'uso

Sono ausili da bagno sono tutti quei dispositivi / attrezzature che possono essere utilizzati da una persona disabile o anziana per prevenire, compensare o eliminare la difficoltà a compiere le funzioni all'interno dell'ambiente bagno.

#### Descrizione

Double Soft è costituito da una seduta in materiale idrorepellente e lavabile. La struttura di supporto può essere facilmente fissata ad ogni tipo di wc e bidet.

La forma anatomica e la morbida consistenza lo rendono particolarmente confortevole.





Materiali		
Rialzo Wc e Bidet	PU	
Manutenzione e Pulizia		
Il lavaggio può avvenire con acqua tiepida e sapone neutro		
La disinfezione può avvenire con prodotti semplici di normale uso domestico		
Conservazione e Smaltimento		
Si consiglia l'uso ad un solo utente		
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore		
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata		
Confezione e Nr. Articoli		
Scatola	1 Pezzo	
Garanzia		
Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili	
Riferimenti del Prodotto		
Fabbricante	Demarta Virginio S.r.I.	
Classe di Dispositivo MDR 2017/745	Classe I	
Codice ISO	09.12.15.003	
Codice CND	Y091209	
Codice RDM	1968220/R	



# **DATA SHEET**

## **DOUBLE SOFT**

# **REVISION N° 2**



DATE 04/2023

### Product Name

Double Soft.

Code	Dimensions (cm)	Capacity (Kg)
02.02.671	36 x 46 x 11	130



#### Use

Bath safety are all those devices that can be used by a disabled or elderly person to prevent, compensate or eliminate the difficulty in performing all the functions in the bathroom.





### Description

**CND Code** 

**RDM Code** 

Double Soft consists of a seat in water-repellent and washable material. The support structure can be easily fixed to any type of toilet and bidet. The anatomical shape and soft consistency make it particularly comfortable.

Materials			
Double Soft	PU		
Maintenance and Cleaning			
Washing can be done with warm water and neutral soap			
Disinfection can take place with simple disinfectants of a domestic use			
Storage and Disposal			
Single-user Product			
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition			
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection			
Package and Nr.Items			
Вох	1 Piece		
Warranty			
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts		
Product References			
Manufacturer	Demarta Virginio S.r.I.		
Directive MDR 2017/745	Class I		
ISO Code	09.12.15.003		

Y091209

1968220/R