

SEVERO

SEVERO v3.0/3.1 - POLVERIZZATORE ELETTRICO PER USO PROFESSIONALE SCHEDA TECNICA – cod.: SEVERO3.0/SEVERO3.1

CARATTERISTICHE

- Veloce ed efficiente triturazione di compresse standard e rivestite
- Previene le lesioni da azioni manuali ripetitive
- Riduce i tempi di preparazione della terapia migliorando l'organizzazione e riducendo i costi
- Evita l'inalazione accidentale delle particelle di farmaco (effetto aerosol)
- Garantisce una qualità costante della polverizzazione
- Facile da usare
- Piccolo e maneggevole (portatile)
- Facile da pulire
- Silenzioso
- Batteria ricaricabile
- Prodotto in Olanda



POLVERIZZAZIONE

Modalità di triturazione:	Cicli autonomi combinati compressione/rotazione
Triturazione:	Triturazione di più compresse standard e compresse rivestite per ciclo
Volume delle coppette:	30 ml (utilizza le stesse coppette di Severo 2.0)
Durata ciclo:	8 sec. per compressa standard
Rumorosità:	52 Db (sussurro)
Durata batteria:	500 cicli = ca. 3 giorni di utilizzo continuo
Tempo di ricarica:	2 ore
Switches:	ON/OFF
Indicatori:	carica/progressione della carica
Garanzia:	2 anni su apparecchio; 1 anno su batteria. La garanzia non si applica per danni o malfunzionamenti causati da caduta, uso improprio o non conforme a quanto prescritto dal manuale d'uso.



SPECIFICHE TECNICHE

Voltaggio nominale:	12 Volts
Peso approssimativo:	ca. 1,5 Kg
Dimensioni:	80 x 70 x 217 mm (h)
Terminali:	5,5 x 2,1 x 12 mm connettore DC per ricarica
Alimentatore AC/DC:	13 volts a 3 A
Batteria:	Ioni Litio ricaricabile
Scarica della batteria:	ca. 1% della capacità/mese (25° C)
Fusibile:	5 A
CND/N° Rep DM:	-



CONTROLLO QUALITA'

Prima della spedizione ogni singolo Severo viene ispezionato per quanto riguarda integrità dell'apparecchio e testato con riferimento a processo di triturazione e capacità della batteria.

PRIMARY DEALER



SAMARIT MEDITALIA S.R.L. VIA TRIESTE 49/D 33035 MESTRINO PD
TEL 049 8979968 FAX 049 8986170 info@samarit.it