

# MANIGLIA PER WC AB-80

## Descrizione

Il dispositivo è costituito da una doppia barra in acciaio verniciato raccordata all'estremità a semicerchio che può essere ripiegata verso l'alto dopo l'utilizzo. La maniglia viene fornita già assemblata e necessita della sola installazione. Le viti ed i tasselli per il fissaggio alla parete non sono inclusi nella confezione.

## Dati tecnici

Dimensioni: **74,5 x 19,5 cm**

Peso: **2,3 kg**

Dimensioni della piastra di fissaggio: **28 x 10,5 cm**

Portata: **90 kg**

## Istruzioni per l'installazione

**Attenzione** - L'installazione deve essere effettuata da personale specializzato e necessita di sei viti con tassello adatte alle caratteristiche della parete ed alle dimensioni dei fori predisposti nella piastra.

- Appoggiare la piastra alla parete ed individuare i punti di fissaggio.
- Utilizzando un trapano, praticare i fori in corrispondenza dei punti prescelti.
- Inserire i tasselli nei fori.
- Sovrapporre i fori della piastra a quelli praticati sulla parete ed inserire le viti nei tasselli.
- Serrare le viti assicurandosi della perfetta tenuta della maniglia.

## Precauzioni

Se, durante la fase di installazione, si dovessero verificare rotture o alterazioni della piastra predisposta per l'attacco, sostituire immediatamente il prodotto.

Assicurarsi che il muro sia idoneo all'applicazione del dispositivo.

## Pulizia e manutenzione

Pulire con panno morbido e detersivi neutri. Non utilizzare sostanze acide e spugne abrasive. Verificare periodicamente la tenuta del fissaggio alla parete ed il corretto funzionamento del perno per il ripiegamento della maniglia.

## Conservazione

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità.

Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

## Garanzia

12 mesi per difetti di fabbricazione.



Dispositivo medico di Classe I  
Direttiva 93/42/CEE

**INTERMED**  
Attrezzature e strumenti medicali

Via della Pace, 21 - 20098 S. Giuliano Milanese (MI)  
Tel. +39-02-98248016 Fax +39-02-98247361  
www.intermeditalia.it • info@intermeditalia.it



Rev. 00

# MANIGLIA PER WC AB-80

## Descrizione

Il dispositivo è costituito da una doppia barra in acciaio verniciato raccordata all'estremità a semicerchio che può essere ripiegata verso l'alto dopo l'utilizzo. La maniglia viene fornita già assemblata e necessita della sola installazione. Le viti ed i tasselli per il fissaggio alla parete non sono inclusi nella confezione.

## Dati tecnici

Dimensioni: **74,5 x 19,5 cm**

Peso: **2,3 kg**

Dimensioni della piastra di fissaggio: **28 x 10,5 cm**

Portata: **90 kg**

## Istruzioni per l'installazione

**Attenzione** - L'installazione deve essere effettuata da personale specializzato e necessita di sei viti con tassello adatte alle caratteristiche della parete ed alle dimensioni dei fori predisposti nella piastra.

- Appoggiare la piastra alla parete ed individuare i punti di fissaggio.
- Utilizzando un trapano, praticare i fori in corrispondenza dei punti prescelti.
- Inserire i tasselli nei fori.
- Sovrapporre i fori della piastra a quelli praticati sulla parete ed inserire le viti nei tasselli.
- Serrare le viti assicurandosi della perfetta tenuta della maniglia.

## Precauzioni

Se, durante la fase di installazione, si dovessero verificare rotture o alterazioni della piastra predisposta per l'attacco, sostituire immediatamente il prodotto.

Assicurarsi che il muro sia idoneo all'applicazione del dispositivo.

## Pulizia e manutenzione

Pulire con panno morbido e detersivi neutri. Non utilizzare sostanze acide e spugne abrasive. Verificare periodicamente la tenuta del fissaggio alla parete ed il corretto funzionamento del perno per il ripiegamento della maniglia.

## Conservazione

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità.

Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

## Garanzia

12 mesi per difetti di fabbricazione.



Dispositivo medico di Classe I  
Direttiva 93/42/CEE

**INTERMED**  
Attrezzature e strumenti medicali

Via della Pace, 21 - 20098 S. Giuliano Milanese (MI)  
Tel. +39-02-98248016 Fax +39-02-98247361  
www.intermeditalia.it • info@intermeditalia.it



Rev. 00