

ec – Carrozzina Standard ad autospinta

Ref. EC-Pxx



Descrizione

Carrozzina ad autospinta con telaio pieghevole, braccioli desk ribaltabili, pedane estraibili e regolabili in altezza. Ruote posteriori da 24" con copertone in PU pieno, ruote anteriori in plastica da 8" con copertone in PU pieno. Tele seduta in Nylon imbottito con tasca posteriore sullo schienale. Attacco forcella con rinforzo.

Disponibili nelle misure di seduta da 40, 43 e 46 cm con telaio a singola crociera.

Destinazione d'uso

Carrozze indicate per pazienti che, in modo temporaneo o permanente, presentano riduzione della funzionalità degli arti inferiori.

Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Codice CND	Y122106	
Identificativo di Registrazione BD/RDM	EC-P40 EC-P43 EC-P46	1720170/R 1720181/R 1720183/R
Codice Nomenclatore Tariffario	12.22.03.003	
Conformità alla Direttiva 93/42/CEE modificata dalla Direttiva 2007/47/CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Classe del dispositivo medico - 93/42/CEE	<input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III	
Marcatura CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Ente Certificatore	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Sterile	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> n/a
Latex Free	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Anno immissione in commercio	2018 (Intermed)	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura.	
Fabbricante	INTERMED S.r.l.	
Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP	n/a	
Distributore	INTERMED S.r.l.	

Dimensioni

Carrozzina	EC-P40	EC-P43	EC-P46
Larghezza seduta	40 cm	43 cm	46 cm
Profondità seduta	40 cm	40 cm	40 cm
Larghezza totale	56 cm	59 cm	62 cm
Lunghezza totale	103 cm	103 cm	103 cm
Altezza seduta	50 cm	50 cm	50 cm
Altezza schienale	41 cm	41 cm	41 cm
Altezza braccioli	30 cm	30 cm	30 cm

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

Caratteristiche tecniche comuni

Portata	120 Kg														
Materiali	<table> <tr> <td>Telaio</td> <td>Acciaio verniciato in Nero</td> </tr> <tr> <td>Schienale e seduta</td> <td>Nylon</td> </tr> <tr> <td>Ruote posteriori</td> <td>Poliuretano</td> </tr> <tr> <td>Forcella per ruote anteriori</td> <td>Acciaio</td> </tr> <tr> <td>Imbottitura Braccioli</td> <td>Poliuretano</td> </tr> <tr> <td>Sistema frenante</td> <td>Acciaio</td> </tr> <tr> <td>Mancorrenti</td> <td>Plastica PP</td> </tr> </table>	Telaio	Acciaio verniciato in Nero	Schienale e seduta	Nylon	Ruote posteriori	Poliuretano	Forcella per ruote anteriori	Acciaio	Imbottitura Braccioli	Poliuretano	Sistema frenante	Acciaio	Mancorrenti	Plastica PP
Telaio	Acciaio verniciato in Nero														
Schienale e seduta	Nylon														
Ruote posteriori	Poliuretano														
Forcella per ruote anteriori	Acciaio														
Imbottitura Braccioli	Poliuretano														
Sistema frenante	Acciaio														
Mancorrenti	Plastica PP														
Peso	≥ 19 kg , secondo configurazione														
Diametro ruote posteriori	24"														
Diametro ruote anteriori	8"														
Copertoni	In PU pieno														
Freni di stazionamento	Leve ad azionamento manuale														
Braccioli	Desk ribaltabili														

Informazioni utili*

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.
CONSERVAZIONE	Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore e umidità.
MANUTENZIONE E PULIZIA	Per mantenere l'efficienza della carrozzina e prevenire rischi per la sicurezza dell'utente si rendono necessari alcuni controlli periodici sullo stato di tutti i componenti. Pulire con panno umido utilizzando detergenti non aggressivi, poi asciugare in modo accurato.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

*Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con il dispositivo.

Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
EC-Pxx**	Carrozzina standard EC ad autospinta	1
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo.	1

**La confezione contiene un solo modello di carrozzina a seconda della misura scelta.

Accessori opzionali

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
EC-R01	Pedane elevabili per carrozzine EC	2
P-29L	Tavolino fisso con incavo	1
P-36	Portaflebo con attacco per carrozzina	1
EL-22	Prolunga schienale pieghevole	1
CA-104	Cuscino lombo-dorsale	1

Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
0.0	05/07/2018	Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito.

