

MODELLO	MIO-CARE		
VERSIONE	FITNESS (55 PRG)		
<p align="center">DOTAZIONE MIO-CARE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elettrostimolatore TENS ed EMS con display grafico • 2 cavi di connessione elettrodi con 4 derivazioni (totale 8 elettrodi collegabili) • manuale d'uso e manuale delle posizioni • 16 elettrodi • batteria interna con caricabatteria • borsa morbida per la custodia del prodotto • scatola di confezionamento 			
<p align="center">CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • elettrostimolatore a 2 canali indipendenti con possibilità di collegare fino a 8 elettrodi; • generatore di onda quadra bifasica e compensata: la quantità di corrente che corre dal polo positivo al negativo è uguale e costante, si evita così il pericoloso effetto termico di polarizzazione possibile invece con uno stimolatore ad onda non compensata; • funzionamento asincrono dei canali di stimolazione (lipolisi, ago-antagonista, contrazioni toniche e fasiche, massaggio profondo); • tastiera digitale con comandi semplici ed intuitivi; • istruzioni sul programma in corso e tempo rimanente fornite direttamente sul display; • funzionamento con batteria interna ricaricabile; • intensità massima 200 mApp; • dispositivo medico certificato CE0476. 			
<p align="center">STIMOLAZIONE ALTERNATA SUI DUE CANALI</p> <p>L'apparecchio è in grado di generare impulsi alternati sui due canali in modo da produrre contrazioni o stimolazioni sequenziali. Questa caratteristica ne consente un uso efficace in ambito estetico per la lipolisi ed in ambito sportivo per l'allenamento di muscoli agonisti od il massaggio sequenziale. La grande potenza che l'apparecchio riesce a generare, ne consente l'uso anche agli sportive più esigenti.</p>			
20 Programmi medicali	15 Programmi bellezza	20 Programmi fitness	
Tens convenzionale (rapido)	Rassodamento arti superiori e tronco	Riscaldamento	
Tens endorfinico (ritardato)	Rassodamento arti inferiori	Resistenza arti superiori e tronco	
Tens ai valori massimi	Tonificazione arti superiori e tronco	Resistenza arti inferiori	
Antinfiammatorio	Tonificazione arti inferiori	Forza resistente arti superiori e tronco	
Cervicalgia/cefalea miotensiva	Definizione arti superiori e tronco	Forza resistente arti inferiori	
Lombalgia/sciatalgia	Definizione arti inferiori	Forza base arti superiori e tronco	
Distorsioni/contusioni	Modellamento	Forza base arti inferiori	
Vascolarizzazione	Microlifting	Forza veloce arti superiori e tronco	
Decontratturante	Lipolisi addome	Forza veloce arti inferiori	
Ematomi	Lipolisi cosce	Forza esplosiva arti superiori e tronco	
Prevenzione atrofia	Lipolisi glutei e fianchi	Forza esplosiva arti inferiori	
Atrofia (recupero trofismo)	Lipolisi braccia	Capillarizzazione profonda	
Dolori mano e polso	Elasticità tessuti	Recupero muscolare	
Stimolazione plantare	Capillarizzazione	Agonista-antagonista	
Epicondilite	Pesantezza alle gambe	Contrazioni toniche sequenziali arti superiori e tronco	
Epitrocleite		Contrazioni toniche sequenziali arti inferiori	
Periartrite		Contrazioni fasiche sequenziali arti superiori e tronco	
Microcorrente		Contrazioni fasiche sequenziali arti inferiori	
Incontinenza da sforzo (sonda esclusa)		Decontratturante	
Incontinenza da urgenza (sonda escl.)		Massaggio profondo	
Dimensioni apparecchio: 60 X 135 X 19 mm			

