



GIMA

Gima S.p.A. – Via Marconi, 1 – 20060 Gessate (MI) Italy
Italia: tel. 199 400 401 – fax. 199 400 403
Export: tel. +39 02 953854209/221/225 – fax. +39 02 95380056
gima@gimaitaly.com – export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

SCHEDA TECNICA

POLTRONCINA CON SEDUTA IMBOTTITA

REF 27933



Scheda Dimensionale

Dimensione (L x P x H) Cm	55 x 50 x 85
Portata Kg	120
Peso netto Kg	6,80
Peso lordo Kg	7,10
Volume mc	0,24
Numero colli	1
Imballo (L x P x H) Cm	- -

Descrizione

Poltroncina impilabile con telaio in tubo tondo di ferro verniciato con polveri epossidiche di colore bianco; seduta, schienale e braccioli sono imbottiti in morbida similpelle lavabile; la distanza da terra alla seduta é di circa cm 45.

Colore eco pelle disponibili: grigio, bianco, panna, nero.

Scheda Tecnica

Struttura :

- Tubolari di ferro S 235 JR, di diametro 25 mm

spessore 1,5. Finitura :

- verniciato con polveri epossidiche , i particolari hanno subito un pretrattamento di fosfatazione per aumentare la resistenza alla corrosione e favorire l'adesione della successiva verniciatura.

Altri componenti :

- quali viti, componenti ferramenta, ecc., vengono utilizzati materiali diversi confacenti allo

scopo. Pulitura :

- Pulire con un panno leggermente inumidito e con normali detergenti, non usare solventi o agenti chimici corrosivi.