 <p>Via della Pace, 21 20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italy Tel. +39-02-98248016 Fax. +39-02-98247361 www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it</p>	<p><b>SCHEDA TECNICA</b></p> <p><b>Bilancia Pesapersona seca 675</b></p>	<p>Rev. 01 Marzo 2010</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------

<b>Codice</b>	<b>675 7021 094</b>
---------------	---------------------

<b>CND</b>	<b>V0399</b>	<b>Repertorio</b>	<b>93879/R</b>
------------	--------------	-------------------	----------------



### **Indicazioni**

Bilancia digitale a piattaforma per pesare persone in carrozzina per uso medico.

### **Descrizione**

seca 675: bilancia digitale a piattaforma per pesare persone in carrozzina.

Questa bilancia a piattaforma/pesa carrozzine, alimentata a rete, di ampie dimensioni è una bilancia multifunzionale: specialmente per pazienti sovrappeso, in carrozzina o pazienti da pesare seduti (p.e. anche durante la dialisi).

Il display remoto con cavo può essere posto dove più comodo digitare le funzioni e leggere il risultato, per esempio su un tavolo.

In dotazione viene fornito un supporto per il montaggio a parete.


Due ruote integrate e una maniglia rendono seca 675 flessibile e mobile.

Una rampa per facilitare la salita della carrozzina è inclusa nella fornitura.

- . Funzioni: pre-TARA, TARA, HOLD (peso bloccato sul display), BMI (Body-Mass-Index), selezione range di pesata, ammortizzatore
- . Optional: set adattatore RS232 seca 460, seconda rampa seca 470, stativo seca 472 per display remoto con cavo

### **Controindicazioni e Avvertenze**

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. Appoggiare la bilancia su un piano stabile e sicuro.

 <p>Via della Pace, 21 20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italy Tel. +39-02-98248016 Fax. +39-02-98247361 www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it</p>	<p><b>SCHEDA TECNICA</b></p> <p><b>Bilancia Pesapersona seca 675</b></p>	<p>Rev. 01 Marzo 2010</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------

### **Pulizia**

Utilizzare un panno morbido leggermente imbevuto di detergente non aggressivo.

### **Conservazione**

Conservare in luogo fresco e asciutto

**Lattice:** esente, Latex Free

### **Caratteristiche Tecniche**

Produttore:	seca gmbh & co. kg – Hamburg (Germany)
Portata:	300 kg
Divisione:	100 g <200 kg> 200 g
Dimensioni display (LxAxP):	198x55x157 mm
Piattaforma (LxAxP):	760x55x930 mm
Peso:	27 kg
Alimentazione:	a rete (230 V / 50 Hz – 12 V / 130 mA)
Assorbimento:	circa 25 mA
Sicurezza Elettrica	Classe II – Tipo B
Temperatura ambientale d'uso	+ 10° C / + 40° C
Compatibilità Elettromagnetica sec. 04/108/CE	Conforme
Approvazione CEE 90/384 del 20.06.1990 in materia di strumenti per pesare:	Omologata in Classe III per uso medico
Conformità CEE 93/42 Dispositivi Medici:	Classe I