

mediland srl
sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20020 Arese
Milano – Italy

sede legale:
via dei carantani, 1
21100 Varese



mediland.it info@mediland.it
T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

CUSCINO BIOFORM FLOTATION DYNAMIC

SCHEDA TECNICA


PRODUTTORE: MEDILAND srl – Viale delle Industrie 5 – 20020 ARESE (MI)

CODICE ISO: 03.33.03.018

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) -

Nr: 13185/R.

CODICE Nr. 003080 – 003081 - 003082



CARATTERISTICHE:

A celle con fluidi automodellanti a settori differenziati. Ideale per paraplegici, distrofici ed anziani. Può anche essere

utilizzato quando si vogliono prevenire problemi di decubito, oppure quando è necessario alleggerire la pressione durante lunghi periodi di posizione seduta.

Attiva un'azione preventiva dei danni da decubito, grazie alla particolare conformazione delle celle a rilievo, che provvedono a massaggiare la cute ed a sollecitare i vasi linfatici. Fornito di fodera in cotone elasticizzata, lavabile, traspirante, con base antiscivolo e maniglia frontale in nylon per un agevole trasporto.

DIMENSIONI:

Cod. 003080

Larghezza cm 37
Profondità cm 40
Altezza cm 6

Cod. 003081

Larghezza cm 40
Profondità cm 42
Altezza cm 6

Cod. 003082

Larghezza cm 43
Profondità cm 45
Altezza cm 6

UNITÀ DI CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

CONFORMITÀ: MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 DEL 24/02/1997 E IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE 1 NON INVASIVI.

