

LETTO ELETTRICO PER DEGENZA



Descrizione

Telaio rete - Struttura portante perimetrale esterna costruita in profili di acciaio a sezione rettangolare. Telaio a 4 sezioni mobili realizzato in tubo di acciaio a sezione tonda con piano rete in doghe in metallo e

Telaio a 4 sezioni mobili realizzato in tubo di acciaio a sezione tonda con piano rete in doghe in metallo e guide reggi-materasso. Dotato di due attacchi per asta solleva-malato e asta porta flebo. Sezione alza-busto e sezione gambe regolabili tramite un attuatore elettrico Richmat 24 V DC con telecomando a filo dotato di chiave magnetica di attivazione, dotato di batteria a tampone da utilizzare in caso di interruzione di corrente. Sezione piedi con regolazione manuale dell'inclinazione, a cremagliera. Sezione bacino fissa. Dotato di asta solleva-malato completo di maniglia e cinghia in nylon regolabile

Altezza variabile - La movimentazione verticale del piano rete compresa tra circa 38 cm di altezza minima e 79 cm di altezza massima è regolabile mediante due attuatori elettrici 24 V DC inseriti internamente ai pannelli delle spalliere del letto.

Trendelenburg - Movimenti Trendelenburg e anti-Trendelenburg fino a 12°, tramite comandi sulla stessa pulsantiera, grazie alla movimentazione indipendente dei due attuatori elettrici integrati nelle spalliere.

Sponde - A richiesta, sponde ribaltabili a ganci.

Spalliere - Testiera e pediera smontabili in tubo di acciaio verniciato dotate di ruote girevoli diametro 10 cm con freno e pannelli di legno.

Finitura - Verniciatura a forno 200°C con polveri epossidiche. Colore Beige.







Destinazione d'uso

Il letto è adibito esclusivamente alla degenza di persone.

Identificazione prodotto

| Dispositivo Medico | ▼ SI | □ NO |
|--|---|---------------------------------|
| Codice CND | V08060101 | |
| Identificativo di Registrazione BD/RDM | 2496648/R | |
| Identificativo di registrazione EUDAMED | Non ancora rilasciato | |
| Conformità al Regolamento UE 2017/745 modificato dal Regolamento UE 2020/561 | ▼ SI | ■ NO |
| Classe del dispositivo medico – MDR 2017/745 | ▼I □Im □Is □IIa □IIb □III | |
| Marcatura CE | ▼ SI | □ NO |
| Dichiarazione di Conformità del Fabbricante | ▼ SI | □ NO |
| Ente Certificatore | □ SI | □ NO |
| Sterile | □ SI | ▼ NO |
| Latex Free | ✓ SI | □ NO |
| Anno immissione in commercio | 2023 | |
| Garanzia | 24 mesi per difetti di fabbrica soggette a usura. | zione ad esclusione delle parti |
| Fabbricante | INTERMED S.r.l. | |
| SRN Fabbricante | IT-MF-000013039 | |
| Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP | n/a | |
| Distributore | INTERMED S.r.l. | |
| | | |

IDENTIFICAZIONE UDI

| BASIC UDI-DI | 805267997LETTIEACC5L |
|--------------|----------------------|
| | |
| Codice Ref. | UDI-DI |
| LT-M3E | 8056992230385 |

Caratteristiche Tecniche


| Peso complessivo | 98 kg |
|--------------------------|--------|
| Portata massima paziente | 170 kg |
| Porta massima di lavoro | 220 Kg |
| Lunghezza rete | 200 cm |
| Lunghezza totale | 213 cm |
| Larghezza telaio rete | 90 cm |








| Larghezza rete | 85 cm |
|--|------------------|
| Larghezza totale | 92 cm |
| Altezza della rete dal suolo | Da 38 a 79 cm |
| Inclinazione alza-busto | 70° |
| Inclinazione alza-gambe | 30° |
| Ruote diametro | 10 cm |
| Trendelenburg – Anti-Trendelenburg | ±12° |
| Alimentazione di rete | 220 V – 50Hz |
| Tensione nominale attuatore | 24 V |
| Livello di rumore | 60 dB (A) |
| Classe di protezione da ingresso di solidi e liquidi | IPX4 |
| Temperatura di utilizzo | Da -10°C a +50°C |







Informazioni utili*

| CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE | Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. |
|--------------------------------|--|
| CONSERVAZIONE | Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore e umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari. |
| MANUTENZIONE E PULIZIA | Pulire con panno morbido e detergenti neutri. Non utilizzare sostanze acide e spugne abrasive. |
| MODALITÀ DI SMALTIMENTO | Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata. |

^{*}Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con il dispositivo.

Contenuto della confezione

| COMPONENTE | DESCRIZIONE | PZ / CONFEZIONE |
|---------------|---|-----------------|
| LT-M3E | Letto elettrico per degenza costituito da testiera, pediera, rete con doghe in metallo, componenti elettro-meccanici e alza-malati ad innesto con maniglia. | 1 |
| Manuale d'uso | Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo | 1 |

Accessori a richiesta

| COMPONENTE | DESCRIZIONE | PZ / CONFEZIONE |
|------------|---|-----------------|
| LT-M3E-A01 | Sponde ribaltabili in acciaio a ganci | 1 |
| LT-M3E-A02 | Sponde ribaltabili in alluminio a ganci | 1 |

Cronologia delle revisioni

| REV. | DATA | MODIFICA |
|------|------------|---|
| 1.0 | 23/08/2023 | Registrazione prodotto. |
| 1.1 | 04/06/2024 | Aggiornamento caratteristiche tecniche, variante con ruote diametro 10 cm |
| 1.2 | 13/01/2025 | Aggiornamento misure rete |





