


LETTO ELETTRICO PER DEGENZA CON SPONDE IN ALLUMINIO

Ref. LT-M3 (Rete con doghe in legno)
Ref. LT-M3F (Rete con doghe in metallo)



Descrizione

Telaio rete - Struttura portante perimetrale esterna costruita in profili di acciaio a sezione rettangolare. Telaio a 4 sezioni mobili realizzato in tubo di acciaio a sezione tonda con piano rete in doghe di legno (LT-M3) oppure con piano rete in doghe in metallo (LT-M3F) e guide reggi-materasso. Dotato di due attacchi per asta solleva-malato e asta porta flebo. Sezione alza-busto e sezione gambe regolabili tramite un attuatore elettrico Richmat 24 V DC con telecomando a filo dotato di chiave magnetica di attivazione. Sezione piedi con regolazione manuale dell'inclinazione, a cremagliera. Sezione bacino fissa. Dotato di asta solleva-malato completo di maniglia e cinghia in nylon regolabile

Altezza variabile - La movimentazione verticale del piano rete compresa tra circa 38 cm di altezza minima e 79 cm di altezza massima è regolabile mediante due attuatori elettrici 24 V DC inseriti internamente ai pannelli delle spalliere del letto.

Trendelenburg - Movimenti Trendelenburg e anti-Trendelenburg fino a 12°, tramite comandi sulla stessa pulsantiera, grazie alla movimentazione indipendente dei due attuatori elettrici integrati nelle spalliere.

Sponde - A scorrimento verticale, realizzate in alluminio, su guide fissate alle spalliere con blocco di fine corsa. Sblocco sponde tramite pulsante sulla spalliera.

Spalliere - Testiera e pediera smontabili in tubo di acciaio verniciato dotate di ruote girevoli Ø 100 mm con freno e copertura in pannelli di legno.

Finitura - Verniciatura a forno 200°C con polveri epossidiche. Colore Beige.

Destinazione d'uso

Il letto è adibito esclusivamente alla degenza di persone.







Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	▼ SI	□ NO
Codice CND	V08060101	
Identificativo di Registrazione BD/RDM	Ref. LT-M3 Ref. LT-M3F	2237155/R 2356696/R
Identificativo di registrazione EUDAMED	Non ancora rilasciato	
Conformità al Regolamento UE 2017/745 modificato dal Regolamento UE 2020/561	▼ SI	■ NO
Classe del dispositivo medico – MDR 2017/745	▼I	
Marcatura CE	▼ SI	□ NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	▼ SI	■ NO
Ente Certificatore	☐ SI	▼ NO
Sterile	□ SI	▼ NO
Latex Free	▼ SI	□NO
Anno immissione in commercio	2021	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbrica soggette a usura.	zione ad esclusione delle parti
Fabbricante	INTERMED S.r.I.	
SRN Fabbricante	IT-MF-000013039	
Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP	n/a	
Distributore	INTERMED S.r.l.	

IDENTIFICAZIONE UDI

BASIC UDI-DI	805267997LETTIEACC5L
Codice Ref.	UDI-DI
LT-M3	8052679979356
LT-M3F	8052679979363

Caratteristiche Tecniche

Peso complessivo	98 kg
Portata massima	180 kg
Lunghezza rete	200 cm
Lunghezza totale	215 cm
Larghezza rete	90 cm
Larghezza totale	102 cm
Altezza della rete dal suolo	Da 38 a 79 cm
Inclinazione alza-busto	70°





Inclinazione alza-gambe	25°
Trendelenburg – Anti-Trendelenburg	±12°
Alimentazione di rete	220 V – 50Hz
Tensione nominale attuatore	24 V
Livello di rumore	60 dB (A)
Classe di protezione da ingresso di solidi e liquidi	IPX4
Temperatura di utilizzo	Da -10°C a +50°C

Informazioni utili*

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.
CONSERVAZIONE	Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore e umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.
MANUTENZIONE E PULIZIA	Pulire con panno morbido e detergenti neutri. Non utilizzare sostanze acide e spugne abrasive.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

^{*}Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con il dispositivo.

Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
LT-M3	Letto elettrico per degenza costituito da testiera, pediera, rete con doghe in legno, componenti elettro-meccanici, sponde in alluminio e alza-malati ad innesto con maniglia. Articolo ripartito su tre colli.	1
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo	1

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
LT-M3F	Letto elettrico per degenza costituito da testiera, pediera, rete con doghe in metallo, componenti elettro-meccanici, sponde in alluminio e alza-malati ad innesto con maniglia. Articolo ripartito su tre colli.	1
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo	1

Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
1.0	13/04/2022	Registrazione prodotto.
1.1	23/01/2023	Aggiunta modello LT-M3F



