

	SCHEDA TECNICA CINTURA DI FISSAGGIO AL LETTO • POLIESTERE	REVISIONE N° 4  DATA 12/2024
---	---	--

Nome Prodotto

Cintura di Fissaggio al Letto Imbottita ADIGGY in Poliestere con Chiusura Magnetica.

Codice	Taglia	Ø Minima	Ø Massima
01.12.AD56AM-S	S	40 cm	60 cm
01.12.AD56AM-M	M	60 cm	100 cm
01.12.AD56AM-L	L	100 cm	140 cm



Destinazione d'uso

La Cintura di Fissaggio al Letto Imbottita ADIGGY in Poliestere con Chiusura Magnetica è realizzata per i pazienti che necessitano di immobilizzazione. Offre una mobilità limitata e rende possibili cambiamenti posturali. Allo stesso modo, impedisce la manipolazione da parte del paziente e di persone non autorizzate.

Descrizione

- Tessuto in poliestere.
- Sistema di chiusura magnetica con chiave.
- Design ergonomico adattato a qualsiasi tipo di morfologia.

Optional

- Estensione per Cintura di Fissaggio al Letto ADIGGY in Poliestere con Chiusura Magnetica (01.12.CAD56).

Materiali	
Cintura	Poliestere
Chiusura Magnetica	Metallo e Plastica
Manutenzione e Pulizia	
	Lavaggio Max 40° C
	Non Stirare
	Non Candeggiare
	Non Utilizzare l'Asciugatrice
Conservazione e Smaltimento	
Si consiglia l'uso ad un solo utente	
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore	
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata	
Confezione e Nr. Articoli	
Busta di Plastica	1 Pezzo
Garanzia	
Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
Riferimenti del Prodotto	
Fabbricante	Demarta Virginio S.r.l.
Classe di Dispositivo MDR 2017/745	Classe I
Codice CND	V0899

Codice RDM	204439/R
------------	----------

	DATA SHEET ABDOMINAL FIXING BELT FOR BED • POLYESTER	REVISION N° 4  DATE 12/2024
---	--	---

Product Name

ADIGGY Padded Bed Fastening Belt in Polyester with Magnetic Closure.

Code	Size	Minimum Ø	Maximum Ø
01.12.AD56AM-S	S	40 cm	60 cm
01.12.AD56AM-M	M	60 cm	100 cm
01.12.AD56AM-L	L	100 cm	140 cm



Use

The ADIGGY Padded Bed Belt in Polyester with Magnetic Closure is made for patients who require immobilization. It offers limited mobility and makes postural changes possible.

Likewise, it prevents manipulation by the patient and unauthorized persons.

Description

- Polyester fabric.
- Magnetic locking system with key.
- Ergonomic design adapted to any type of morphology.

Optional

- ADIGGY Bed Belt Extension in Polyester with Magnetic Closure (01.12.CAD56).

Materials	
Belt	Polyester
Magnetic Closure	Plastic and Metal
Maintenance and Cleaning	
	Water temperature not above 40° C
	Do not iron
	Do not bleach
	Do not dry in dryer
Storage and Disposal	
Single-user Product	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
Package and Nr.Items	
Plastic Bag	1 Piece
Warranty	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
Product References	
Manufacturer	Demarta Virginio S.r.l.

Directive MDR 2017/745	Class I
CND Code	V0899
RDM Code	204439/R