

Rev. 01
Giugno 2010

 **LifeMED**

Scheda tecnica

9520.XX.000

Lampadina diagnostica in metallo
zigrinato

 **INTERMED**
Attrezzature e strumenti medicali



Codice	Descrizione
9520.00.000	Lampadina diagnostica in metallo zigrinato – Argento
9520.08.000	Lampadina diagnostica in metallo zigrinato – Verde
9520.12.000	Lampadina diagnostica in metallo zigrinato – Nero
9520.15.000	Lampadina diagnostica in metallo zigrinato – Oro
9520.16.000	Lampadina diagnostica in metallo zigrinato – Rosso
9520.17.000	Lampadina diagnostica in metallo zigrinato – Blu

Indicazioni	
Produttore	FRIEDRICH BOSCH GmbH and co KG
CND	Z129004
Repertorio	98041/R
Conformità	Dispositivo Medico di classe I conforme alla Direttiva CEE 93/42

Indicazioni

Lampadina diagnostica per esaminare superfici cutanee.

Descrizione

Lampadina per diagnostica in metallo zigrinato con accensione a pressione, completa di 2 batterie .

Controindicazioni e avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

Manutenzione e pulizia

Utilizzare un panno morbido leggermente imbevuto di detergente non aggressivo e schiumoso.

Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Garanzia

2 anni per difetti di fabbricazione.



INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142