 <p>Via della Pace, 21 20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italy Tel. +39-02-98248016 Fax. +39-02-98247361 www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it</p>	<b>SCHEDA TECNICA</b>  <b>Nastro misuratore seca 206</b>	Rev. 01 Giugno 2010
--	--	------------------------

<b>Codice</b>	<b>206 1717 009</b>
---------------	---------------------

<b>CND</b>	<b>V0399</b>	<b>Repertorio</b>	<b>93583/R</b>
------------	--------------	-------------------	----------------



### **Indicazioni**

Misuratore a nastro metallico, per misurare l'altezza di adulti e bambini.

### **Descrizione**

seca 206: misuratore meccanico a nastro metallico, con un meccanismo di riavvolgimento automatico.


Semplice fissaggio a parete con una sola vite. Il nastro metallico ed il disco fissato al muro assicurano durata e stabilità.

### **Controindicazioni e Avvertenze**

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

### **Pulizia**

Utilizzare un panno morbido leggermente imbevuto di detergente non aggressivo.

 <p>Via della Pace, 21 20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italy Tel. +39-02-98248016 Fax. +39-02-98247361 www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it</p>	<p><b>SCHEDA TECNICA</b></p> <p><b>Nastro misuratore seca 206</b></p>	<p>Rev. 01 Giugno 2010</p>
--	---	--------------------------------

**Conservazione**

Conservare in luogo fresco e asciutto.

**Lattice:** esente, Latex Free

**Caratteristiche Tecniche**

Produttore:	seca gmbh & co. kg – Hamburg (Germany)
Misurazioni:	0 – 220 cm
Divisione:	1 mm
Dimensioni (LxAxP):	125x125x170 mm
Peso:	140 g
Conformità CEE 93/42 Dispositivi Medici:	CE 0123