

Nome Prodotto

Moon Alpha.

Destinazione d'uso




I Letti da Degenza possono essere utilizzati a domicilio o in ambiente ospedaliero. Offrono comfort e facilità di utilizzo sia per il paziente che per il personale sanitario.

Descrizione

Il letto Moon Alpha ha una struttura robusta in acciaio, suddivisa in quattro sezioni con tre snodi, dotata di rete a doghe saldate per un supporto uniforme e duraturo. La testiera, la pediera e le sponde sono realizzate in legno MDF, assicurando solidità e un design elegante e moderno. Il motore combinato con centralina incorporata permette di regolare agevolmente tutte le posizioni tramite un telecomando con cavo, mentre il palo solleva malati completo di triangolo facilita i movimenti del paziente. Inoltre, il letto è equipaggiato con 4 ruote frenanti, che ne garantiscono la stabilità e facilitano il posizionamento sicuro in ogni ambiente. Il letto offre anche la possibilità di effettuare il movimento Trendelenburg e anti-Trendelenburg, consentendo un'ulteriore personalizzazione delle posizioni per il massimo comfort e supporto del paziente.

Optional

- Sponde universali in acciaio.
- Asta solleva malati con base a terra.

Codice	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Dimensioni Piano Rete	Altezza del letto da terra	Portata Massima con Materasso e Paziente	Portata Massima	Peso Netto	Dimensioni Ruote	Dimensioni Scatola
Misure in Cm										
01.10.LT11	216	102	49	90 x 194	39 / 79	170	135	102	10 (4")	116x39x91

Materiali	
Testiera/Pediera	Legno MDF
Sponde	Legno MDF
Telaio	Acciaio Verniciato
Caratteristiche	
Movimento Trendelenburg	Fino a 11° mediante comando sulla pulsantiera
Movimento anti-Trendelenburg	Fino a 11° mediante comando sulla pulsantiera
Inclinazione Massima Sezione Schienale Mobile	70°
Inclinazione Massima Sezione Gambe Mobile	34°
Inclinazione Massima Sezione Piedi Mobile	22°
Carico di Lavoro Sicuro Massimo (Portata Massima del Paziente + Telaio del letto + Accessori + Materasso)	270 Kg
Temperatura di Stoccaggio	-10/50 °C
Temperatura di Utilizzo	-10/50 °C
Peso Massimo del Materasso	20 Kg
Peso Massimo degli Accessori	25 Kg
Peso Telaio del Letto	38 Kg
Peso Testiera/Pediera	22 Kg (cad.)
Caratteristiche Dimensionali	
Dimensioni Sezione Testa	80 x 74 cm
Dimensione Sezione Fissa	89.5 x 20.6 cm
Dimensione Sezione Gambe	80 x 30 cm
Dimensione Sezione Piedi	80 x 46.5 cm
Altezza Massima Sezione Gambe	23 cm
Distanza Interna tra Pediera e Testiera	203 cm

Dati Tecnici Gruppo Elettrico	
Tipologia di Motore	120W, 6500N
Corrente Elettrica Massima durante l'Utilizzo	7 A
Tensione di Alimentazione	24 V
Manutenzione e Pulizia	
La pulizia può essere fatta con panno umido ed un detergente neutro	
Conservazione e Smaltimento	
Si consiglia l'uso ad un solo utente	
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore	
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata	
Confezione e Nr. Articoli	
Scatola	1 Pezzo
Garanzia	
Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
Riferimenti del Prodotto	
Fabbricante	Demarta Virginio S.r.l.
Classe di Dispositivo MDR 2017/745	Classe I
Codice ISO DM 332/99	18.12.10.003 / 12.30.09.103 / 18.12.12.103 / 24.36.06.103
Codice ISO DPCM 12.01.2017	18.12.10.009
Codice CND	V08060101
Codice RDM	2785068/R

Product Name

Moon Alpha.

Intended use


Hospital Beds can be used at home or in a hospital environment. They offer comfort and ease of use for both the patient and the healthcare staff.

Description

The Moon Alpha bed has a sturdy steel frame, divided into four sections with three joints, equipped with a welded slatted base for uniform and long-lasting support. The headboard, footboard and sides are made of MDF wood, ensuring solidity and an elegant and modern design. The combined motor with built-in control unit allows you to easily adjust all positions via a wired remote control, while the patient lifting pole complete with triangle facilitates patient movement. In addition, the bed is equipped with 4 braking wheels, which ensure stability and facilitate safe positioning in any environment. The bed also offers the possibility of performing the Trendelenburg and anti-Trendelenburg movement, allowing further customization of the positions for maximum patient comfort and support.

Optional

- Universal steel sides.
- Patient lift pole with floor base.

Code	Length	Width	Height	Bed Base Dimensions	Height of bed from the ground	Maximum Load with Mattress and Patient	Maximum Flow Rate	Net Weight	Wheel Size	Dimensions Box
Measures in Cm										
01.10.LT11	216	102	49	90 x 194	39 / 79	170	135	102	10 (4")	116x39x91

Materials	
Headboard/Footboard	MDF Wood
Sideboards	MDF Wood
Frame	Painted Steel
Characteristics	
Trendelenburg Movement	Up to 11° by command on the keypad
Reverse Trendelenburg Movement	Up to 11° by command on the keypad
Maximum Tilt of the Movable Backrest Section	70°
Maximum Tilt of the Movable Leg Section	34°
Maximum Tilt of the Movable Foot Section	22°
Maximum Safe Working Load (Maximum Patient Load + Bed Frame + Accessories + Mattress)	270 Kg
Storage Temperature	-10/50 °C
Use Temperature	-10/50 °C
Maximum Weight of the Mattress	20 Kg
Maximum Weight of the Accessories	25 Kg
Bed Frame Weight	38 Kg
Headboard/Footboard Weight	22 Kg (cad.)
Dimensional Characteristics	
Head Section Dimensions	80 x 74 cm
Fixed Section Dimensions	89.5 x 20.6 cm
Leg Section Dimensions	80 x 30 cm

Foot Section Dimensions	80 x 46,5 cm
Maximum Leg Section Height	23 cm
Internal Distance Between Footboard and Headboard	203 cm
Technical Data Electric Group	
Motor Type	120W, 6500N
Maximum Electric Current During Use	7 A
Supply Voltage	24 V
Maintenance and Cleaning	
Cleaning can be done with a damp cloth and a neutral detergent	
Storage and Disposal	
It is recommended for single-user use	
Keep away from naked flames and heat sources	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
Packaging and No. of Items	
Box	1 Piece
Warranty	
European	24 months for manufacturing defects excluding consumable parts
Product References	
Manufacturer	Demarta Virginio S.r.l.
Device Class MDR 2017/745	Class I
ISO Code DM 332/99	18.12.10.003 / 12.30.09.103 / 18.12.12.103 / 24.36.06.103
ISO Code DPCM 12.01.2017	18.12.10.009
CND Code	V08060101
RDM Code	2785068/R